

Katı Faz Ekstraksiyon (SPE) – Pozitif Basınç Manifoldu

48 pozisyonun her biri, her bir kolona eşit basınç sağlamak için ayrı ayrı düzenlenir.

- Her birinde 12 sıra olmak üzere dört sıra vardır. Kullanıcı, her satıra akışını kontrol edebilir.
- 1 ml, 3 ml, 6 ml, 10 ml veya 15 ml'lik 1 ila 48 sütuna karşılık gelir. Uygun adaptör plakasını kullanarak sütun boyutları arasında geçiş yapın. Standart sistemde 10 / 15mL'lik bir plak bulunur ve adaptör plakaları ayrı olarak satın alınabilir.
- Gaz Kaynağı: N₂ veya basınçlı hava 80-120 psi'ye ayarlanır ve 10µm'ye kadar filtrelenir.
- İkili basınç regülatörleri, kullanıcıların ekstraksiyon ve sütun kurutması için farklı basınçlar ayarlamasına olanak tanır.
- Atıkların doğrudan drenajına izin vermek için bir musluk tertibatı ile donatılmış atık haznesine dahildir.
- Tek düğme, numune raflarını yükseltir ve indirir ve hava geçirmez bir conta oluşturur.

