

KARBAPENEMAZ DİRENÇ TESPİTİ

NG-Test® CARBA-5, en yaygın beş karbapenemaz familyasını (NDM, IMP, VIM, OXA-48 ve KPC) ve bunların klinik olarak en alakalı varyantlarını, 15 dakikadan daha kısa bir sürede, bakteri kolonisinde tespit ve ayırt etmek için kullanılan kalitatif lateral flow immunoassay testidir.

- 15 dakikada sonuç
- Uygun antimikrobiyal terapötik seçimler için bilgi sağlar
- Enfeksiyon kontrolüne yönelik hızlı karar alma ve müdahaleleri destekleme
- Test sonucunun değerlendirmesi için cihaz gereksinimi yok
- Doğrudan pozitif kan kültür numunesinden yapılabilir
- Hassasiyet %100, Özgünlük %100

NG-Test®CARBA-5 aşağıdaki varyantları tespit eder

- NDM Tipi : NDM-1-2-3-4-5-6-7-8-9-11-19
- KPC Tipi : KPC-1-2-3-4-5-6-7-12-14-23-28-39
- IMP Tipi : IMP-1-2-4-5-6-7-8-10-11-13-14-15-16-18-19-22-26-29-31-37-39-46-47-56-58-61-63-71-79
- VIM Tipi : VIM-1-2-4-5-6-19-23-26-27-31-39-46-51-52-54-56-58-59
- OXA-48-benzeri: OXA-48-162-181-204-232-244-245-370-436-484-515-519-535-739

NG-Test®CARBA-5

