

# ESBL DİRENÇ TESPİTİ

**NG-Test® CTX-M MULTI**, bir bakteri kolonisinden *Enterobacterales* tarafından üretilen geniş spektrumlu  $\beta$ -laktamazların (ESBL) CTX-M tipi enzimlerindeki beş ana grubun hızlı tespitini sağlayan kalitatif lateral flow immunoassay testidir.

NG-Test®CTX-M bir bakteri kolonisinden klinik açıdan en ilgili varyantları dahil CTX-M 1-2-8-9 ve 25'e ait enzimleri aynı anda 15 dakikadan kısa sürede tespit eder

## NG-Test®CTX-M MULTI

