

new art laboratories



Toksikoloji

Uyuşturucu madde analizleri için
nal von minden Drug-Screen®/
Uyuşturucu Madde Tarama Testleri

Uyuşturucu madde hızlı testler

Tıbbi hızlı testler

Laboratuvar Tanısı

Laboratuvar Servisi

Danışmanlık Servisi

Türkiye Tek Yetkili Distribütörü

Kaan Medikal - Kısıklı Mah. Alemdağ Cad.
Cömert Sok. No:4 Üsküdar İstanbul 34692

Tel. 0216 328 14 07 · Faks. 0216 328 16 44 ·
E-posta: info@kaanmed.com.tr ·
www.kaanmed.com



nal von minden Drug-Screen®/ Uyuşturucu Madde Tarama Testleri

nal von minden, uyuşturucu maddelerin idrarda, tükürükte, kanda (serumda, plazmada) ya da - alkol durumunda - nefeste tanısı için çok çeşitli testler sunmaktadır.

Drug Screen® idrar testlerimizle 30 farklı parametrenin yanı sıra 6 farklı numune saflık parametresi tespit edilebilir. Bu ürünler ihtiyaçlarınızı karşılamak için daldırma, kaset ve bardak formatında mevcuttur. Ayrıca, bilinmeyen tozların, tabletlerin ve sıvıların saptanması için madde testleri de sunuyoruz. Ürünlerimizle ilgili daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz:

eşik değeri (ng/ml)

Spice / K2	20	K2
Amfetamin	500	AMP
Kokain	150	COC
Benzodiazepin	300	BZD
Buprenorphine	5	BUP
Kannabinoid (THC)	50	THC
Ketamin	1000	KET
Ekstazi	500	MDMA
Metamfetamin	500	MET
Opiyat / Morfin	2000	MOR
Trisiklik Antidepresanlar	1000	TCA



Her parametre için açıkça okunabilir sonuç alanı

Hasta detayları için alan

Numune toplama için emici ped

Değişken entegre parametreler - 30 farklı parametreden birini seçin

Test performansını izlemek için entegre kontrol hattı

Resmi standartlara uygunluk

Çalışma sırasında testi korumak için hijyen kapağı

