

İş Sağlığı Test Paneli

AROMATİK HİDROKARBONLAR

	HEDEF ANALİT	NUMUNE TİPİ	ÖLÇÜM TEKNİKLERİ
		İDRAR	HPLC
Benzen	fenol,trans mukonik asit	✓	✓
Ksilen	metil hippürik asit	✓	✓
Stiren	mandelik asit, fenil glioksilik asit	✓	✓
Toluen	o,p-kresol, hippürik asit	✓	✓
PAHs	pyrene	✓	✓

AĞIR METALLER

	HEDEF ANALİT	NUMUNE TİPİ	ÖLÇÜM TEKNİKLERİ
		KAN	ASV
Kurşun	kurşun	✓	✓



Kanda Kurşun Ölçüm Cihazı

Farklı meslek sahalarında, çalışanın sağlığı ve iş güvenliği tedbirlerinin alınabilmesi için insan sağlığı üzerinde uzun süreli etkileri ile kronik ve akut hastalıklara sebebiyet veren ve ulusal ve uluslararası kamu kurumları ve meslek örgütlerince biyolojik örnekler kullanılarak; kimyasal solvent, ağır metal vb maddelerin rutin tarama analizlerinin yapılması tavsiye edilmektedir.

Riskli iş sahalarında çalışan (vinç operatörü, TIR şoförü, güvenlik elemanı vb.) personelin iş güvenliği açısından ayrıca bağımlılık yapan madde kullanımı (İş Kanunu) denetlenmelidir.