

CHROMSYSTEMS

GRUP	ÜRÜN	ANALİT	NUMUNE TİPİ			ÖLÇÜM TEKNİKLERİ				DEDEKTÖR
			TAM KAN	PLAZMA	SERUM	İDRAR	HPLC	UHPLC	LCMS/MS	
BİYOJEN AMİNLER	KATEKOLAMİNLER	ADRENALİN		✓		✓	✓		✓	ECD
BİYOJEN AMİNLER	KATEKOLAMİNLER	NORADRENALİN		✓		✓	✓		✓	ECD
BİYOJEN AMİNLER	KATEKOLAMİNLER	DOPAMİN		✓		✓	✓		✓	ECD
BİYOJEN AMİNLER	METANEFİRİNLER	METANEFİRİN				✓	✓		✓	ECD
BİYOJEN AMİNLER	METANEFİRİNLER	NORMETANEFİRİN				✓	✓		✓	ECD
BİYOJEN AMİNLER	METANEFİRİNLER	3-METOKSİRAMİN				✓	✓		✓	ECD
BİYOJEN AMİNLER	SEROTONİN	SEROTONİN		✓	✓	✓	✓		✓	ECD
BİYOJEN AMİNLER	VMA,HVA,5-HIAA	VANİLMANDELİK ASİT				✓	✓		✓	ECD
BİYOJEN AMİNLER	VMA,HVA,5-HIAA	HOMOVANİLİK ASİT				✓	✓		✓	ECD
BİYOJEN AMİNLER	VMA,HVA,5-HIAA	5-HİDROKSİ İNDOL ASETİK ASİT				✓	✓		✓	ECD