

CHROMSYSTEMS

GRUP	ÜRÜN	ANALİT	NUMUNE TİPİ			ÖLÇÜM TEKNİKLERİ				
			TAM KAN	PLAZMA	SERUM	İDRAR	HPLC	UHPLC	LCMS/MS	DEDEKTÖR
İLAÇ DÜZEY İZLEMİ	ANTİRİTMİK İLAÇLAR	AMİODORON		✓	✓		✓			UV
İLAÇ DÜZEY İZLEMİ	ANTİRİTMİK İLAÇLAR	DESİTİLAMİDORON		✓	✓		✓			UV
İLAÇ DÜZEY İZLEMİ	ANTİEPİLEPTİK İLAÇLAR	ETOSÜKSİMİD		✓	✓		✓		✓	UV
İLAÇ DÜZEY İZLEMİ	ANTİEPİLEPTİK İLAÇLAR	PİRİMİDON		✓	✓		✓		✓	UV
İLAÇ DÜZEY İZLEMİ	ANTİEPİLEPTİK İLAÇLAR	LAMOTRİJİN		✓	✓		✓		✓	UV
İLAÇ DÜZEY İZLEMİ	ANTİEPİLEPTİK İLAÇLAR	FENOBARBİTAL		✓	✓		✓		✓	UV
İLAÇ DÜZEY İZLEMİ	ANTİEPİLEPTİK İLAÇLAR	KARBAMAZEPİN-EPOKSİD		✓	✓		✓		✓	UV
İLAÇ DÜZEY İZLEMİ	ANTİEPİLEPTİK İLAÇLAR	FENİTOİN							✓	UV
İLAÇ DÜZEY İZLEMİ	ANTİEPİLEPTİK İLAÇLAR	KARBAMAZEPİN		✓	✓		✓		✓	UV
İLAÇ DÜZEY İZLEMİ	ANTİEPİLEPTİK İLAÇLAR	SULTİAM		✓	✓		✓		✓	UV
İLAÇ DÜZEY İZLEMİ	ANTİEPİLEPTİK İLAÇLAR	ZONİSAMİD		✓	✓		✓		✓	UV
İLAÇ DÜZEY İZLEMİ	ANTİEPİLEPTİK İLAÇLAR	10-OH-KARBAZEPİN		✓	✓		✓		✓	UV
İLAÇ DÜZEY İZLEMİ	ANTİEPİLEPTİK İLAÇLAR	TRİLEPTAL		✓	✓		✓		✓	UV
İLAÇ DÜZEY İZLEMİ	ANTİEPİLEPTİK İLAÇLAR	LEVETİRİASETAM		✓	✓		✓		✓	UV
İLAÇ DÜZEY İZLEMİ	ANTİEPİLEPTİK İLAÇLAR	RUFİNAMİD		✓	✓		✓		✓	UV
İLAÇ DÜZEY İZLEMİ	ANTİEPİLEPTİK İLAÇLAR	FELBAMAT		✓	✓		✓		✓	UV
İLAÇ DÜZEY İZLEMİ	ANTİEPİLEPTİK İLAÇLAR	LAKOSAMİD		✓	✓		✓		✓	UV
İLAÇ DÜZEY İZLEMİ	ANTİEPİLEPTİK İLAÇLAR	ESLİKARBAZEPİN		✓	✓		✓		✓	UV
İLAÇ DÜZEY İZLEMİ	ANTİEPİLEPTİK İLAÇLAR	DESMETİLMESÜKSİMİD		✓	✓		✓		✓	UV
İLAÇ DÜZEY İZLEMİ	ANTİ-HİV İLAÇLAR	TİPRANAVİR		✓	✓		✓		✓	UV
İLAÇ DÜZEY İZLEMİ	ANTİ-HİV İLAÇLAR	NEVİRAPİN		✓	✓		✓		✓	UV
İLAÇ DÜZEY İZLEMİ	ANTİ-HİV İLAÇLAR	İNDİNAVİR		✓	✓		✓		✓	UV
İLAÇ DÜZEY İZLEMİ	ANTİ-HİV İLAÇLAR	AMPRENAVİR		✓	✓		✓		✓	UV
İLAÇ DÜZEY İZLEMİ	ANTİ-HİV İLAÇLAR	SAKUİNAVİR		✓	✓		✓		✓	UV
İLAÇ DÜZEY İZLEMİ	ANTİ-HİV İLAÇLAR	M8-NELFİNAVİR		✓	✓		✓		✓	UV
İLAÇ DÜZEY İZLEMİ	ANTİ-HİV İLAÇLAR	ATAZANAVİR		✓	✓		✓		✓	UV
İLAÇ DÜZEY İZLEMİ	ANTİ-HİV İLAÇLAR	RİTONAVİR		✓	✓		✓		✓	UV
İLAÇ DÜZEY İZLEMİ	ANTİ-HİV İLAÇLAR	LOPİNAVİR		✓	✓		✓		✓	UV
İLAÇ DÜZEY İZLEMİ	ANTİ-HİV İLAÇLAR	EFAVİRENZ		✓	✓		✓		✓	UV
İLAÇ DÜZEY İZLEMİ	ANTİ-HİV İLAÇLAR	NELFİNAVİR		✓	✓		✓		✓	UV
İLAÇ DÜZEY İZLEMİ	BENZODİAZEPİNLER	KLORDİAZEPOKSİD		✓	✓		✓		✓	UV
İLAÇ DÜZEY İZLEMİ	BENZODİAZEPİNLER	BROMAZEPAM		✓	✓		✓		✓	UV
İLAÇ DÜZEY İZLEMİ	BENZODİAZEPİNLER	OKSAZEPAM		✓	✓		✓		✓	UV
İLAÇ DÜZEY İZLEMİ	BENZODİAZEPİNLER	NİTRAZEPAM		✓	✓		✓		✓	UV
İLAÇ DÜZEY İZLEMİ	BENZODİAZEPİNLER	ALPRAZOLAM		✓	✓		✓		✓	UV
İLAÇ DÜZEY İZLEMİ	BENZODİAZEPİNLER	KLONAZEPAM		✓	✓		✓		✓	UV
İLAÇ DÜZEY İZLEMİ	BENZODİAZEPİNLER	FLUNİTRAZEPAM		✓	✓		✓		✓	UV
İLAÇ DÜZEY İZLEMİ	BENZODİAZEPİNLER	KLOBAZAM		✓	✓		✓		✓	UV
İLAÇ DÜZEY İZLEMİ	BENZODİAZEPİNLER	NORDİAZEPAM		✓	✓		✓		✓	UV

İLAÇ DÜZEY İZLEMİ	BENZODİAZEPİNLER	DİAZEPAM		✓	✓		✓		✓	UV
İLAÇ DÜZEY İZLEMİ	BENZODİAZEPİNLER	DESALKYLFLURAZEPAM		✓	✓		✓		✓	UV
İLAÇ DÜZEY İZLEMİ	BENZODİAZEPİNLER	LORAZEPAM		✓	✓		✓		✓	UV
İLAÇ DÜZEY İZLEMİ	BENZODİAZEPİNLER	MEDAZEPAM		✓	✓		✓		✓	UV
İLAÇ DÜZEY İZLEMİ	BENZODİAZEPİNLER	TETRAZEPAM		✓	✓		✓		✓	UV
İLAÇ DÜZEY İZLEMİ	BENZODİAZEPİNLER	TEMAZEPAM		✓	✓		✓		✓	UV
İLAÇ DÜZEY İZLEMİ	BENZODİAZEPİNLER	MİDAZOLAM		✓	✓		✓		✓	UV
İLAÇ DÜZEY İZLEMİ	TRİSİKLİK ANTİDEPRASANLAR	NORKLOZAPİN		✓	✓		✓		✓	UV
İLAÇ DÜZEY İZLEMİ	TRİSİKLİK ANTİDEPRASANLAR	KLOZAPİN		✓	✓		✓		✓	UV
İLAÇ DÜZEY İZLEMİ	TRİSİKLİK ANTİDEPRASANLAR	FLURAZEPAM		✓	✓		✓		✓	UV
İLAÇ DÜZEY İZLEMİ	TRİSİKLİK ANTİDEPRASANLAR	NORDOKSEPİN		✓	✓		✓		✓	UV
İLAÇ DÜZEY İZLEMİ	TRİSİKLİK ANTİDEPRASANLAR	DOKSEPİN		✓	✓		✓		✓	UV
İLAÇ DÜZEY İZLEMİ	TRİSİKLİK ANTİDEPRASANLAR	DESİPİRAMİN		✓	✓		✓		✓	UV
İLAÇ DÜZEY İZLEMİ	TRİSİKLİK ANTİDEPRASANLAR	İMİPİRAMİN		✓	✓		✓		✓	UV
İLAÇ DÜZEY İZLEMİ	TRİSİKLİK ANTİDEPRASANLAR	NORTİRİPTİLİN		✓	✓		✓		✓	UV
İLAÇ DÜZEY İZLEMİ	TRİSİKLİK ANTİDEPRASANLAR	MAPROTİLİN		✓	✓		✓		✓	UV
İLAÇ DÜZEY İZLEMİ	TRİSİKLİK ANTİDEPRASANLAR	AMİTİRİPTİLİN		✓	✓		✓		✓	UV
İLAÇ DÜZEY İZLEMİ	TRİSİKLİK ANTİDEPRASANLAR	TRİMİPİRAMİN		✓	✓		✓		✓	UV
İLAÇ DÜZEY İZLEMİ	TRİSİKLİK ANTİDEPRASANLAR	NORKLOMİPİRAMİN		✓	✓		✓		✓	UV
İLAÇ DÜZEY İZLEMİ	TRİSİKLİK ANTİDEPRASANLAR	KLOMİPİRAMİN		✓	✓		✓		✓	UV
İLAÇ DÜZEY İZLEMİ	ANTİMİKOTİK İLAÇLAR	VORİKONAZOL		✓	✓		✓		✓	FLORESANS
İLAÇ DÜZEY İZLEMİ	ANTİMİKOTİK İLAÇLAR	POSAKONAZOL		✓	✓		✓		✓	FLORESANS
İLAÇ DÜZEY İZLEMİ	ANTİMİKOTİK İLAÇLAR	HİDROKSİİTRAKONAZOL		✓	✓		✓		✓	FLORESANS
İLAÇ DÜZEY İZLEMİ	ANTİMİKOTİK İLAÇLAR	ITRAKONAZOL		✓	✓		✓		✓	FLORESANS
İLAÇ DÜZEY İZLEMİ	İMMUNSUPRESSAN İLAÇLAR	MİKOFENOLİK ASİT		✓	✓		✓		✓	UV
İLAÇ DÜZEY İZLEMİ	ANTİPSİKOTİK İLAÇLAR	OLANZAPİN		✓	✓		✓		✓	UV/VIS
İLAÇ DÜZEY İZLEMİ	ANTİPSİKOTİK İLAÇLAR	DESMETİLOLANZAPİN		✓	✓		✓		✓	UV/VIS
İLAÇ DÜZEY İZLEMİ	ANTİPSİKOTİK İLAÇLAR	KETİYAPİN		✓	✓		✓		✓	UV/VIS
İLAÇ DÜZEY İZLEMİ	ANTİPSİKOTİK İLAÇLAR	PERAZİN		✓	✓		✓		✓	UV/VIS
İLAÇ DÜZEY İZLEMİ	ANTİPSİKOTİK İLAÇLAR	SİTOLAPRAM		✓	✓		✓		✓	UV/VIS