

Katı Faz Ekstraksiyon (SPE) Kartuşları – Xtrack®

XtrackT® DAU, at yarislari kapsamında at idrar numunesinde yasakli ilaların tespit edilmesi ve miktarsal ölçümü için özel olarak üretilen, tekrarlanabilir kopolimer baėlı silikalar dizisidir.

Sporda yeni ve güçlü ilaların kullanımı, çok düşük seviyelerde bileşiklerin temiz ekstraksiyonu için yeni teknikler gerektirir. XtrackT® ister kapsamlı bir tarama olsun isterse GC/MS veya LC/MS ile düşük seviyede miktar ölçümü olsun, bu ekstraksiyon sorununa basit, kolay bir çözüm sunar.

Tek bir kartuşta, asidik/nötr, steroid ve bazik fraksiyonlara ayrılan ilaların tespit edilebilmesini sağlar. Temiz ekstraktlar üretir ve farklı ila sınıfları için farklı ekstraksiyon prosedürlerinin gereğini ortadan kaldırır. Kolonlar, en yoğun viskoziteli numunelerde bile aynı akış sağlamak için tasarlanmıştır.

